

冷阱

Cold Trap UT-1000•2000型



- 可以捕集从真空干燥箱或者减压浓缩装置中排放出的水蒸汽及有害气体,提高真空系统的工作效率,大幅度减少真空泵的蒸汽吸入量,延长真空泵的使用寿命。
- 高度合适的桌上型仪器,放置在实验台上下都可,更可以放置在通风柜内使用。
- UT-1000•2000型最低到达温度分别达到-50°C •-100°C,提高有害气体的捕集效率。
- 适合1升的旋转蒸发仪、离心浓缩装置配套使用。
- 也可以作为预冻槽、低温槽使用。

| 型号 | UT-1000 | UT-2000 |
|-------------|------------------------|--------------------------|
| 产品代码 No. | 189206 | 189218 |
| 冷凝捕捉方式 | 冷阱缸体捕捉、玻璃冷凝管捕捉 | |
| 除湿容量 | Max.0.5kg (水) | Max.0.4kg (水) |
| 最低到达温度 | -50°C | -100°C |
| 安全功能 | 漏•过电保护、冷冻机过热中辘、冷冻机高压开关 | |
| 构成 | 冷冻机•冷媒 | 空冷式400W•R507A |
| 服务接口 | - | 空冷式450W+450W•R404A、R1150 |
| 槽内尺寸(mm)•容量 | 内径90×225深•约1.4L | |
| 使用环境温度范围 | 5~35°C | 5~30°C |
| 外部尺寸(mm) | 380(420)W×370D×322H | 420(460)W×510D×475H |
| 重量 | 约27kg | 约56kg |
| 电源 | 3.2A、700W•AC220V 50Hz | 5.9A、1.3kW•AC220V 50Hz |



埃朗科技国际贸易(上海)有限公司

上海分公司 上海市长宁区延安西路1088号长峰中心2906室
北京分公司 北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦703室
广州分公司 广州市天河区体育东路羊城国际商贸中心东塔1501室
成都分公司 成都市青羊区顺城大街308号冠城广场9N室
西安分公司 西安市碑林区友谊东路409号天伦盛世2号楼805室
沈阳分公司 沈阳市铁西区兴华南街5号鲁尔大厦1927室
武汉联络处 武汉市洪山区光谷时代广场B座2006室
济南联络处 济南市历城区二环东路3966号东环国际广场D座504室
杭州联络处 杭州市西湖区文三路535号莱茵大厦8层801室
南京联络处 南京市江宁区天元东路1009号创业大厦二楼创客邦D218

Tel:021-62076878/31 62107271 Fax:021-62076920 邮编: 200052
Tel:010-84264221/28 Fax:010-84264233 邮编: 100020
Tel:020-38871910 38264610 Fax:020-38871930 邮编: 510620
Tel:028-86511719 Fax:028-86511803 邮编: 610031
Tel:029-87852182 Fax:029-87852182 邮编: 710054
Tel:024-25630740 Fax:024-25630740 邮编: 110023
Tel:027-87052918 Fax:027-87052918 邮编: 430074
Tel:0531-88528921 Fax:0531-88528921 邮编: 250000
Tel:0571-58081081 Fax:0571-58081081 邮编: 310003
Tel:025-51839612 Fax:025-51839612 邮编: 211199