

# 小型真空油泵：小型高性能 GLD 型，耐腐蚀的 GCD 型，XF、XNF 式带有保护装置，使油的更换频率大幅度降低

## 小型真空油泵

Vacuum Pump



GLD-051/GLD-137CN



GCD-051X/GCD-136XN



CRVpro4



CRVpro8



CRVpro6



CRVpro16



油雾过滤器  
OMT型



油雾过滤器  
OMC型



油雾过滤器  
1417E型



真空管  
真空管  
异径接口



SMR-100



SO-M

高真空度。适用于真空干燥箱、冷冻干燥箱 GLD·GCD 型

- 安全机能齐全，备有防止逆流的装置、废气阀门、强制给油方式、电流保护、强制风冷方式等。
- GCD 型对每个部件进行防腐处理。

型号	GLD-051	GLD-137CN	GLD-202BN	GCD-051X	GCD-136XN	GCD-201XN
产品代码 No.	190847	270580	270600	190858	189168	189198
防腐涂层处理	无			表面防腐处理		
排气量	50L/min	135L/min	200L/min	50L/min	135L/min	200L/min
极限真空度	6.7 × 10 <sup>-3</sup> Pa					
马达	输出 200W	输出 400W	输出 550W	输出 200W	输出 400W	输出 550W
安全保护	断电保护，防逆流阀，油过滤					
使用油	500 ~ 800mL (SMR)	1000mL (SMR)	1100mL (SMR)	500 ~ 800mL (SO-M)	1000mL (SO-M)	1100mL (SO-M)
导管口径	外径 18mm	外径 22mm		外径 18mm	外径 22mm	
环境温度范围	7 ~ 40℃					
外形尺寸 (W×D×Hmm)	150(165.5) × 394(399) × 246.7	170 × 478(488) × 256.5	170 × 507 × 256.5	150(165.5) × 394(423) × 232.7	466(493) × 256.7	170 × 514.5(541.5) × 256.7
重量	13.9kg	26.0kg	28.0kg	14.1kg	25.4kg	29.4kg
电源	2.5A	7.5A	9.0A	2.5A	3.5A	7.8A

## CRVpro 耐腐蚀真空油泵

- 低温运行：泵体运行温度低，能有效减低泵被化学腐蚀风险。
- 内表面涂层：油箱和泵体都有抗化学腐蚀涂层，能够保护泵不被化学物质侵蚀。
- 防倒吸阀：防止在停机时油被倒吸进真空容器。

### 规格

型号	CRVpro4	CRVpro6	CRVpro8	CRVpro16
产品代码 NO.	3043-00	3063-00	3083-00	3163-00
50Hz 下的最大抽速 m <sup>3</sup> /h(L/min)	4 (67)	6(100)	8 (133)	18.3(305)
极限真空压力 mbar	2 × 10 <sup>-3</sup>			
连接法兰 DN	16KF			25KF
油箱容积 ml	1150	1150	1000	2400
50Hz 下的噪音指数 dBA	50			55
50Hz 下的马达转速 rpm	1450			
50Hz 下的马达功率 kW	0.37			0.7
环境温度℃	10-40			
外形尺寸 (W×D×H mm)	463/157/230			569/206/289
重量 kg	21	22	22.5	37

## 相关产品

### 油雾过滤器 OMS · OMT · OMC · 1417E 型

### 真空泵油

泵的类型	油型	容量	产品代码 No.
GLD 型	SMR-100 型	500mL × 2 型	118700
		4L	118710
		18L	118720
GCD 型	SO-M 型	1L	118730
		4L	118740

### 真空管 (内径 6·9·12·15·18mm、长 5m)

### 真空管异径接口

类型	接头口径	产品代码 No.
转接口 A	外径 22 × 外径 17mm	119240
转接口 B	外径 17 × 外径 13mm	119250
转接口 C	外径 17 × 外径 10mm	119260
转接口 D	外径 22 × 外径 13mm	119270
转接口 E	外径 13 × 外径 10mm	119280
转接口 F	外径 22 × 外径 10mm	191660