



# 磁力搅拌器

Magnetic Stirrer Heater RCH-1000 型



RCH-1000

## RCH-1000 型

- 采用陶瓷涂层加热面板，具有优良的耐腐蚀、耐磨、耐热性和高效的导热性能。
- 通过标配的样品温度传感器可以直接测量和控制样品温度，温度控制更精确。
- 采用输出功率 25 瓦的强力大扭矩搅拌电机和强力钕铁硼磁铁，输出强大搅拌力矩，适用粘度更大的样品。

产品名称		加热磁力搅拌器
型号		RCH-1000
产品代码 No.		264286
性能	转速范围	50 ~ 1500rpm
	到达温度	Max.310°C
	温度调节精度	± 1°C
	搅拌容量	10mL ~ 20L (水)
功能	转速设定	
	温度控制	PID 控制
	温度设定	薄膜按键设定
构成	马达	DC 无刷马达 25W
	磁石材质	钕铁硼
	加热器	600W
规格	本体材质	铝合金，陶瓷涂层
	搅拌台尺寸	φ 135mm

※ 性能在室温 20°C，额定电源电压，无负荷时测定。

# 强力磁力搅拌器

Magnetic Stirrer RCX-1100S · 1100D 型

NEW



RCX-1100S



RCX-1100D

## 可以给合成装置提供稳定的强力搅拌

- 采用从面板向上方延伸的强磁力构造，试料容器不接触搅拌器也可以继续进行搅拌。
- 试料容器离开面板一定距离也可以进行搅拌。
- 不稳定的容器也可以方便的通过左侧背面的支架（另配）来固定在左右两侧。
- 采用方形面板可以稳定的放置油浴锅，高低可以调整。有防止滑脱的固定容器用硅胶垫，浴槽等可以安心放置。
- 本体采用耐腐蚀不锈钢制造。
- 开关部分都附带保护罩，防止溶媒侵蚀，可以放心操作。
- RCX-1100D 型附带便于观察的电子转速计，转速的设定、确认都非常方便，可进行再现性高的实验。
- 装备有服务插座，油浴槽可以直接使用。

产品名称		强磁力搅拌器	
型号		RCX-1100S	RCX-1100D
产品代码 No.		264267	264277
转速范围		50 ~ 1600rpm	
搅拌量		10mL ~ 20L (水)	
机能	转速设定	旋钮设定	
	转速显示	- 数字显示 (最小显示值 1rpm)	
	安全机能	保险丝	
构成	电机	DC 无刷电机 输出功率 15W	
	磁石种类	稀土类	
规格	服务电源插口	AC100V · Max.10A	
	搅拌台尺寸 · 材质	200W × 200Dmm · SUS304	
使用环境温度范围		5 ~ 35°C	
外部尺寸 (mm) · 重量		200W × 240D × 80H · 3.8kg	
电源		0.9A、200VA · AC220V 50/60HZ	

※ 性能为室温 20°C · 额定电源电压 · 50Hz · 无负荷时测量值。

※ 上述总功率未包含服务电源插口功率。

付属品：硅胶垫 · 搅拌台盖板

浓缩 · 减压装置

冷却水循环装置

冷冻 · 喷雾干燥机

干燥箱 · 马弗炉

5

振荡器 · 搅拌器

有机合成装置

低温箱 · 恒温箱

定量送液泵

液相色谱

培养 · 培养箱装置

其他装置